

Buffer Salino Citrato Sódico SSC 20X

Líquido.

Número de Catálogo: DC1700
Presentación: 50ml, 100ml, 500ml

Descripción del producto:

En bioquímica y biología molecular, el tampón solución salina-citrato sódico (SSC) se usa como un tampón de hibridación, para controlar la rigurosidad de las etapas de lavado en protocolos para transferencia de Southern, hibridación in situ, DNA Microarray o NorthernBlot. 20X SSC se puede usar para evitar el secado de geles de agarosa durante una transferencia al vacío.

Libre de Nucleasas

Ok

Contenido

	g/l
Sodio Cloruro	175.32
Sodio Citrato 2H2O	88.23

Descargo de responsabilidad:

Los productos no están destinados para uso diagnóstico o terapéutico en humanos o animales, sino para laboratorios de investigación, a menos que se especifique lo contrario.

Control de calidad:

Apariencia
Líquido cristalino

Rango de pH

6.90 -7.10

Vida útil:

12 meses desde fecha de fabricación.

Contenido y Almacenamiento

15°C to 30°C